



FICHA TECNICA

Designación	Turboprint Chroma – R&S													
Referencia	<table border="1"> <tr> <td><i>Turboprint Chroma</i></td> </tr> <tr> <td>1-986</td> </tr> </table>		<i>Turboprint Chroma</i>	1-986										
<i>Turboprint Chroma</i>														
1-986														
visual														
Descripción	Alginato de fraguado rápido, libre de polvo. Turboprint Chroma cambia de color durante las diferentes fases de trabajo, lo que le proporciona tiempos de configuración precisos. Su agradable sabor en alginato ideal para niños													
Indicaciones	Alginato de alta definición para impresiones dentales.													
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> - Absorción de agua rápida, fácil de mezclar. - Volumen homogéneo, superficie lisa y dura. - Tixotrópico. - Memoria de impresiones: 48h (deformación mínima). 													
Datas técnicas	<table border="1"> <tr> <td>Tiempo de mezcla</td> <td>45 s</td> </tr> <tr> <td>Tiempo total de trabajo</td> <td>2 min 25 s</td> </tr> <tr> <td>Tiempo tomado en la boca</td> <td>1 min</td> </tr> <tr> <td>Tiempo total de exposición</td> <td>2 min 10 s</td> </tr> <tr> <td>Aroma</td> <td>Afrutado tropical - cítricos</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Fuschia - Naranja - Amarillo</td> </tr> </table>		Tiempo de mezcla	45 s	Tiempo total de trabajo	2 min 25 s	Tiempo tomado en la boca	1 min	Tiempo total de exposición	2 min 10 s	Aroma	Afrutado tropical - cítricos	Color	Fuschia - Naranja - Amarillo
Tiempo de mezcla	45 s													
Tiempo total de trabajo	2 min 25 s													
Tiempo tomado en la boca	1 min													
Tiempo total de exposición	2 min 10 s													
Aroma	Afrutado tropical - cítricos													
Color	Fuschia - Naranja - Amarillo													
Esperanza de vida	2 anos													
Embalaje	Bolsita de 500 g													
Embalaje / Almacenamiento	Cerrar herméticamente después de su uso, debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperaturas entre 5°C y 27°C (41°F y 80°F). No usar después de la fecha de caducidad.													
Informaciones Legales	Dispositivo médico de Clase I según la Directiva Europea 93/42 / CEE Marcado CE													

Version 1.0

Mis à jour 24/05/2018 par Kimberline SOHAHI