

Designación	RACCORD SPEED COUPLING L-FIRST					
Referencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACIÓN</th> <th>REFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPEED COUPLING L-FIRST</td> <td>3109265</td> </tr> </tbody> </table>		DESIGNACIÓN	REFERENCIAS	SPEED COUPLING L-FIRST	3109265
DESIGNACIÓN	REFERENCIAS					
SPEED COUPLING L-FIRST	3109265					
Foto						
Descripción	<p>Accesorio LED con regulación de agua, compatible con todas las turbinas que se pueden utilizar con el accesorio tipo Kavo Multiflex, como las turbinas TR-720L 3TECH.</p>					
Características y datos técnicos	<p>Luz: 25.000 LUX Con válvula de ajuste de agua Conexión con el medio oeste - 4 vías</p>					
Información legal	<p>Dispositivo médico de clase IIa. Marcado CE 0120. Organismo de certificación SGS UK LIMITED. Representante europeo: Shanghai International Holding Corp. GmbH. Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, ALEMANIA.</p>					