

Producto	CONTRA-ANGULO AZUL L-40					
Referencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACIÓN</th> <th>REFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRA-ANGULO AZUL L-40</td> <td>3112376</td> </tr> </tbody> </table>		DESIGNACIÓN	REFERENCIA	CONTRA-ANGULO AZUL L-40	3112376
DESIGNACIÓN	REFERENCIA					
CONTRA-ANGULO AZUL L-40	3112376					
Foto						
Descripción	Pieza de mano de rotación lenta tipo E Relación 1:1, con sistema de refrigeración interno.					
Características	<p>Velocidad: 40.000 rpm Relación de transmisión: 1:1 Fresa: Ø 2,35 mm Intensidad de la luz: ≤24 000 LUX Doble rocío Peso: 78,4 g Pulsar el botón... Ruido: ≤ 70 dB El diámetro de la cabeza del contra-ángulo azul es de 9,5mm. La altura de la cabeza es de 14,1mm.</p>					
Datos técnicos	<p>Presión del aire atomizado: 245~392 kPa (2.5~4.0 kgf/cm) Presión del agua: 198 kPa (2 kg) Velocidad máxima de rotación: 40.000 rpm Tipo de pinza: Pinza de triple mandíbula Poder de sujeción: 4 kg Rueda compatible: Ø 2.334~2.355 mm</p>					
Informaciones legales	<p>Dispositivo médico de clase IIa. Marcado CE0123. Organismo de certificación: TÜV SÜD. Representante de Europa: Shanghai International Holding Corp. GmbH. Eiffestrasse 80, 20537 HAMBOURS, Alemania</p>					