

Designación	Agujas endodónticas Medibase (100)
Reference(s)	3125099
Visual	
Descripción	Agujas estériles para enjuagar las bolsas periodontales y los conductos radiculares.
Características y datos técnicos	<p>Calibre: 30 G - 0.30 mm Longitud: 23 mm</p> <p>Efectivo por efecto de rebote: inserte suavemente la aguja en el canal de la raíz. Cuando se detenga, sáquelo 1 mm y comience a inyectar la solución con una ligera presión</p>
Embalaje	<p>Caja de cartón de 100 agujas. Cada aguja está empaquetada en un blíster estéril.</p>
Esperanza de vida	5 años desde la fecha de fabricación.
Indicaciones de uso	
informaciones legales	<p>Producto sanitario de clase I estéril según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marcado CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD</p>