

Designación	Gasas no tejidas no estériles											
Reference(s)	3131819											
Visual												
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> - No deje hilos sueltos al limpiar las heridas. - Buena tolerancia cutánea, también para la piel sensible. - Compatibilidad con soluciones antisépticas y éter. - Estructura homogénea para una suave sensación de contacto con la piel y un bajo riesgo de deshilachado. - Ausencia de aglutinantes químicos alergénicos <table border="1" data-bbox="523 1536 1506 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1536 655 1630">Peso/m²</th> <th data-bbox="655 1536 954 1630">Número de espesores</th> <th data-bbox="954 1536 1152 1630">Dimensiones plegadas</th> <th data-bbox="1152 1536 1506 1630">Dimensiones desplegadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1630 655 1680">40 g</td> <td data-bbox="655 1630 954 1680">4</td> <td data-bbox="954 1630 1152 1680">5 x 5 cm</td> <td data-bbox="1152 1630 1506 1680">10 x 10 cm</td> </tr> </tbody> </table>				Peso/m ²	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas	40 g	4	5 x 5 cm	10 x 10 cm
Peso/m ²	Número de espesores	Dimensiones plegadas	Dimensiones desplegadas									
40 g	4	5 x 5 cm	10 x 10 cm									

Características y datos técnicos	Composición: 70% viscosa - 30% poliéster La esterilización por óxido de etileno, radiación o vapor es posible
Embalaje	Caja de 1.000 compresas (10 paquetes de 100 compresas)
Esperanza de vida	N/A
Indicaciones de uso	
informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE, incluida la Directiva 2007/47/CE Marcado CE Fabricante: SYLAMED

Versión 1.0
09/2020 Marion CHABANAT