

## Características

- Jeringas de irrigación 3ml luer lock con aguja
- Punta roma (sin bisel) para irrigación de conductos radiculares
- Aguja codificada por colores 30G amarillo
- 30G (0.3mm x 25mm)
- Salida lateral
- Envase unitario estéril
- Finas para un cómodo acceso al canal
- Fácilmente angulables
- Contenido: 100 unidades.

## Modo de empleo

- Introducir en el canal radicular e irrigar con la solución deseada

## Se puede utilizar con

Hipoclorito Dentaflux

