



**ENBIO** PRO

## PARAMETROS DEL DISPOSITIVO

Clase B	B
Alimentación	230V / 50Hz
Potencia instalada	3250W
Consumo máximo de energía	15A
Presión de trabajo	2,1Bar
Presión máxima	2,3 Bar
Temperatura máxima del proceso	138°C
Volumen de la cámara de proceso	5,3l
Diámetro interior de la bandeja	28 x 19 x 7 cm
Programas	134°C FAST, 134°C, 121°C, PRION
Número máximo de paquetes	16
Peso máximo de la carga	0,8 kg
Peso	20 kg
Grado de protección	IP20
Archivo de datos del proceso	USB Drive
Suministro de agua*	externo
*solo agua desmineralizada o destilada	



**Enbio Group AG**  
Eichengasse 3  
4702 Oensingen  
Switzerland

[www.enbio.com](http://www.enbio.com)

**enbio**®