



Technical Data Sheet – rev.03 – 28.03.2012

Protezioni per strumentazione - Equipment protections
30.U0013.00 → ANTICROSS
30.U0011.00 → BARRIER FILM
30.U0014.00 → BARRIER FILM

1. Identificazione del prodotto/Product identification → Protezioni per strumentazione/Equipment protections
 Classificati nella Classe I secondo la Regola 1 dell’Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e sono marcati CE.
Product is classified in Class I in accordance with Rule 1 of Annex IX to Directive 93 /42/EEC and are CE marked.

2. Identificazione del fabbricante/ Manufacturer identification
 Omnia Spa - Via Francesco Delnevo 190
 43036 Fidenza – Parma
 Tel. 0524.527453 – Fax. 0524.525867 – www.omniaspa.eu

3. Identificazione dei prodotti/ General product description

Codice/Code	Descrizione/Description	Materiale	Colore
30.U0013.00	Pellicola adesiva di protezione Anticross / <i>Anticross adhesive protection film - 20 cm x 100 m</i>	LDPE	Azzurro Blue
30.U0011.00	Barrier film – 15 cm x 100 mt	PVC	
30.U0014.00	Barrier film 1200 strappi con dispenser/ <i>Barrier film 1200 sheets with dispenser - 100x150 mm</i>	PVC	

4. Sterilizzazione/ Sterilization: il prodotto è venduto non sterile/ non sterile product

5. Confezionamento/ Packaging

I dispositivi sono confezionati in scatole dispenser etichettate con le informazioni relative al codice, lotto, fabbricante e marchio CE.
Products are packaged in carton box dispenser labelled with all information about code, lot, manufacturer and CE mark.


6. CND: T030102 – Guaine copri strumenti e apparecchi

30.U0013.00	N° di repertorio 307878/R
30.U0011.00	N° di repertorio 307901/R
30.U0014.00	N° di repertorio 307900/R

L’**Anticross** e la pellicola adesiva **Barrier Film** sono studiate appositamente per isolare in modo rapido e semplice tutti gli strumenti come mouse, pannelli di controllo e tastiere. Sono indispensabili per proteggere gli strumenti e le attrezzature dai prodotti chimici nocivi e per interrompere la catena dell’infezione indiretta o contaminazione crociata. Grazie al loro delicato strato adesivo sono facili da applicare e rimuovere.

L’**Anticross** è una pellicola da taglio, studiata per adattarsi al meglio alle vostre esigenze.

Barrier Film invece è una pellicola pre-tagliata in comodi strappi, idonea a coprire superfici omogenee.



30.U0013

30.U0014



Anticross and the adhesive film Barrier Film have been specifically conceived to rapidly and simply isolate all tools like the mouse, control panels and keyboards. They are absolutely necessary to protect the tools and the equipment from harmful chemicals and to interrupt the indirect infection or cross-contamination chain. Their delicate adhesive layer makes them easy to position and remove.

Anticross is a film to be cut to size, designed to obtain the best fit for any need.

Barrier Film is a pre-cut film that can be easily used in the desired size, appropriate to cover uniform surfaces.

Safety Line

BARRIER FILM

30.U0011	Barrier Film en rollo 15 cm x 100 m Barrier Film in rotolo 15 cm x 100 m Barrier Film in roll 15 cm x 100 m Barrier Film in rolle 15 cm x 100 m Barrier Film en rouleau 15 cm x 100 m	1
----------	---	---

REF _____	LOT
-----------	-----



Safety Line

BARRIER FILM

30.U0014	Barrier Film 1200 strappi mm 100x150 con dispenser Barrier Film 1200 sheets 100x150 mm with dispenser Barrier Film 1200 Foliens mm 100x150 in Spenderbox Barrier Film 1200 films 100x150 mm avec dispenser Barrier Film en rollo perforado 1200 uds. 100x150mm con dispensador	1
----------	--	---

REF _____	LOT
-----------	-----