

Designación	Servilletas plastificadas Medibase						
Reference(s)	Color	Azul oscuro	Verde	Azul claro	Rosa	Naranja	
	Referencia	3131635	3131632	3131629	3131633	3131636	
	Color	Negro	Amarillo	Lavanda	Aqua azul	Lima	Blanco
	Referencia	3131637	3131631	3131628	3131634	3131638	3131630
Visual							
Descripción	Toallas plastificadas compuestas de 2 capas de celulosa y una capa de polietileno impermeable.						
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Tres capas: Dos capas de guata de celulosa pura (73% +/- 5%) Una capa de polietileno (27% +/- 5%) - Doblando en una "M" - Dimensiones: 45 x 33 cm - Peso por unidad: 6g - Gramaje: 33g/m² 						
Embalaje	Caja de 500 toallas						
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación						
Indicaciones de uso							
informaciones legales	H/C						