

**GUANTE DE NITRILO NEGRO SIN POLVO 240 MMM**

**CAMPOS DE APLICACIÓN:** industria / química / petroquímica / alimentación / laboratorio aplicaciones alimentarias/ farmacéutica / investigación / tatuajes / belleza / joyería

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**



**Composición:** SAVE

**NCA:** 1,5

**Color:** negro

**Polvo:** sin polvo

**Textura:** puntas de los dedos rugosas

**Forma:** anatómica

**Borde:** enrollado

**Test:** contacto alimentario TUV 719195016-MEC11/01-WBH

**Origen:** Malasia



TALLA		Ancho Mm	Largo mm
T 6/7	S	85 +/- 5	240 +/- 5
T 7/8	M	95 +/- 5	240 +/- 5
T 8/9	L	105 +/- 5	240 +/- 5
T 9/10	XL	115 +/- 5	240 +/- 5



**Fuerza mínima de rotura:**

antes del envejecimiento = 6.4 N

después del envejecimiento acelerado = 6.2 N

**PUNTOS FUERTES:**

**Nitrilo:**

- El guante de nitrilo proporciona la mejor resistencia mecánica y química
- Sustituye al látex en términos de destreza
- Su elasticidad y destreza ofrecen un buen agarre de objetos facilitando la manipulación

**Guantes sin polvo:**

- Ideal para usuarios alérgicos al almidón de maíz
- Previene la contaminación del producto
- Recomendado para atmósfera protegida

**Guante ambidiestro:**

- Puede ser usado en la mano derecha o en la mano izquierda

**Borde vuelto:**

- Mejora la resistencia al desgarro
- Evita que el guante se enrolle en la muñeca

**Disponible en varios colores:**

- Permite el seguimiento de los códigos de color



## GUANTE DE NITRILO NEGRO SIN POLVO 240 MMM

### NORMAS :

**EN 420:** guante de protección conforme con los requisitos generales y los métodos de prueba

**EN 455 1/2/3:** guantes médicos no reutilizables

**EN 374 2:** guantes de protección contra productos químicos y microorganismos en contacto con alimentos

### PRESENTACIÓN :



**Presentación :** Cantidad: 100 ud. / caja dispensadora  
Tipo de embalaje: caja  
Número de cajas dispensadoras / caja: 10  
Cantidad total por caja: 1000 ud.

#### Caja:

Tamaño de la caja (mm): 340 x 250 x 250

Peso bruto: 4,7 kg

Peso neto: 4,2 kg

#### Caja dispensadora:

Tamaño de la caja dispensadora (mm): 240 x 120 x 65

Peso bruto: 440 gr

Peso neto: 380 gr

Peso del par de guantes: 6 gr

**Paletización:** 54 cajas de 10 cajas dispensadoras: 54 000 guantes  
Peso del palé: 288,4 kg

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

**Almacenar en un lugar frío y seco:** no exponer a la humedad ni a los rayos solares.

**Uso:** un solo uso

**Periodo de validez del producto:** 5 años

### REFERENCIAS SIMILARES

Referencia	Descripción	Cant.
30.201	Guante de nitrilo azul sin polvo - 240 mm	10 x 100
30.202	Guante de nitrilo azul ligeramente empolvado - 240 mm	10 x 100
30.205	Guante de nitrilo marfil sin polvo - 240 mm	10 x 100



Bld de la chanterie - BP 10059 - 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex  
T : 33 (0) 241 963 434 - F : + 33 (0) 241 963 453  
sales@kolmi-hopen.com ; www.h-open.com

Rev 01: 17/04/13