




Ficha Técnica

Designación	DIQUES SIN LATEX R&S					
Referencia	<table border="1"> <tr> <th>MEDIUM</th> <th>HEAVY</th> </tr> <tr> <td>127642</td> <td>3106865</td> </tr> </table>	MEDIUM	HEAVY	127642	3106865	
MEDIUM	HEAVY					
127642	3106865					
Descripción del producto	<p>Diques R&S pre cortados, de fácil uso, sin látex para evitar cualquier riesgo de alergia. Por el estrecho aislamiento del campo operatorio.</p>					
Visual						
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Muy extensible (resistencia a la tracción: 12 MPa, alargamiento hasta 1100%) - Sellado perfecto. - Olor agradable. - Configuración rápida. - Dimensiones: 15.2 x 15.2 cm. 					
Espesor	0.18 mm/0.23 mm					
Propiedad	<ul style="list-style-type: none"> - Diques sin látex para evitar cualquier riesgo de alergia. - Color azul para diferenciarlos. 					
Composición	<ul style="list-style-type: none"> - Goma de poliisopreno - Estabilizadores - Óxido de zinc - Azufre - Aceleradores - Antioxidante - Dióxido de titanio - Glicina - Sensibilizadores al calor. - C.I. Pigmento Azul 15.1 					
Acondicionamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Caja de 20 diques. - Disponible en espesor medio y grueso. 					

Versión 1.0

Mis à jour 22/03/2019 par Nelly Siggini