

AFFINIS

Fecha de revisión : 07.06.2010

Fecha : 24.06.2010

Página 1 de 3

1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa**Identificación de la sustancia o del preparado**

AFFINIS

Uso de la sustancia o preparado

utilizarlo en tratamientos odontológicos exclusivamente

Identificación de la sociedad o empresa

Compañía : Coltène/Whaledent AG
Carretera : Feldwiesenstrasse 20
Población : CH-9450 Altstätten
Teléfono : +41 (71) 75 75 300
Telefax : +41 (71) 75 75 301
E-Mail : info@coltenewhaledent.ch
Internet : www.coltenewhaledent.com

Consejos adicionales

Únicamente se puede suministrar a odontólogos y a laboratorios dentales

2. Identificación de los peligros**Clasificación**

La preparación no esta clasificada como peligrosa según las líneas directrices 1999/45/EG.
Preparación/mezcla con polimeros/elastómeros sin peligro para la salud humana o el medio ambiente.

3. Composición/información sobre los componentes**Características químicas (Mezcla)**

Preparaciones y sustancias polímeras

4. Primeros auxilios**Indicaciones generales**

No son necesarias medidas especiales.

En caso de contacto con los ojos

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducho para los ojos o con agua.

5. Medidas de lucha contra incendios**Medios de extinción adecuados**

Agua. Espuma. Polvo extintor. Dióxido de carbono (CO2). Arena.

Consejos adicionales

Coordinar las medidas de extinción a los alrededores.

6. Medidas en caso de liberación accidental**Precauciones para la protección del medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

Métodos de limpieza/recogida

Recoger con materiales absorbentes (p.e. trapos, vellón). Áreas sucias limpiar bien.

AFFINIS

Fecha de revisión : 07.06.2010

Fecha : 24.06.2010

Página 2 de 3

7. Manipulación y almacenamiento**Manipulación****Indicaciones para la manipulación segura**

No son necesarias medidas especiales.

Almacenamiento**Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento**

Embaje mantener seco y bien cerrado para evitar ensuciedad y absorción de humedad.

Temperatura de almacenamiento recomendable: 15 - 23 °C

8. Controles de la exposición/protección personal**Valores límite de la exposición****Controles de la exposición****Medidas de higiene**

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

Protección de las manos

Guantes de un solo uso.

Material no adecuado: NR (Caucho natural, Látex natural).

9. Propiedades físicas y químicas**Información general**

Estado físico : Pasta

Color :

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

Método de ensayo

Cambio de estado

Temperatura de ebullición :

>150 °C

Hidrosolubilidad (a 23 °C) :

insoluble

Solubilidad en otros disolventes :

quetona.

10. Estabilidad y reactividad**Consejos adicionales**

No son necesarias medidas especiales.

11. Información toxicológica**Toxicidad aguda**

LD50: >2000 mg/kg (Rata.)

La declaración se deriva de productos de composición similar.

Efectos corrosivos e irritantes

Efecto de irritación en la piel: (Conejo.)

no irritante.

La declaración se deriva de productos de composición similar.

Efectos sensibilizantes

Conejillo de Indias.

AFFINIS

Fecha de revisión : 07.06.2010

Fecha : 24.06.2010

Página 3 de 3

sin peligro de sensibilización.

La declaración se deriva de productos de composición similar.

12. Información ecológica**13. Consideraciones relativas a la eliminación****Eliminación**

Puede ser incinerado conjuntamente con los desechos caseros en cumplimiento con las regulaciones oficiales que están en relación con compañías de recolección de basura legalmente aprobadas y con las autoridades a cargo.

14. Información relativa al transporte**Otros indicaciones**

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

15. Información reglamentaria**Etiquetado****Componentes determinantes del peligro para el etiquetado**

Según la orden 67/548/UEE no es preciso de caracterizar el producto.

Legislación nacional**16. Otra información****Consejos adicionales**

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación.

(Se utilizan los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes del suministrador respectivo.)