

ZHERMACK S.P.A

Ficha de seguridad en acuerdo a la DIR. 2001/58/CEE ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING

Fecha de revisión: 11/11/02

Fecha de grabado: 17/01/07

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del preparado:

Nombre comercial: ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING
Código comercial: C203020/C203025/C203200 (Blister)/C203100 (Intro kit)/
C203110 (Trial kit)

1.2 Utilización de la sustancia o del preparado:

Silicona por adición para impresiones de alta precisión.

1.3 Identificación de la sociedad:

Proveedor: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 -45021 - Badia Polesine (RO) ITALY
Número telefónico de la empresa para llamadas urgentes: 0039 0425 597611

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancias contenidas consideradas peligrosas para la salud de acuerdo con la directiva 67/548/CEE y sucesivas adecuaciones o para las cuales existen límites de exposición reconocidos: ninguna

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PRODUCTO CLASSIFICADO NO PELIGROSO

En su normal utilización no se observa ningún peligro específico. El contacto con los ojos puede provocar un leve fastidio y producir un enrojecimiento de la conjuntiva.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Contacto con la piel: considerado el uso final del producto, el mismo no causa irritación.

4.2 Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con agua por lo menos durante 10 minutos.

4.3 Ingestión: en caso sea ingerida una muy pequeña cantidad de producto, esto no causa problemas, de lo contrario consultar a un médico.

4.4 Inhalación: Airee el ambiente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

5.1 Extintores recomendados: agua, CO₂, espuma, polvos químicos según los materiales implicados en el incendio.

5.2 Extintores prohibidos: ninguno en particular.

5.3 Riesgos por combustión: Evite respirar los humos

5.4 Medios de protección: Use protecciones para las vías respiratorias.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones individuales: ninguno en particular.

6.2 Precauciones ambientales: Contenga las pérdidas con tierra o arena. Si el producto se ha derramado en un curso de agua, en el desagüe o ha contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades competentes

6.3 Métodos de limpieza: Si es posible, recoja el producto para su reutilización o eliminación. **6.4 Eventualmente absorbalo con material inerte.** Después de la recolección, lave con agua la zona y los materiales implicados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para la manipulación: Véase también el sucesivo párrafo 8. Durante el trabajo no coma ni beba.

7.2 Materias incompatibles: Ninguna en particular Véase el párrafo 10 sucesivo.

7.3 Condiciones de almacenamiento: Consérvese en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre 5 - 27°C (41 - 80°F).

7.4 Indicación para los locales: Locales adecuadamente aireados.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Medidas de precaución: Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.

8.2 Protección respiratoria: No necesaria para el uso normal.

Pág 1 de 2

| REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | EMISIÓN | APROBACIÓN |
|----------|----------|-----------------|---------|------------|
| 1 | 11/11/02 | Primera emisión | R&S | RSGQA |

ZHERMACK S.P.A

Ficha de seguridad en acuerdo a la DIR. 2001/58/CEE ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING

Fecha de revisión: 11/11/02

Fecha de grabado: 17/01/07

- 8.3 **Protección de las manos:** No necesaria para el uso normal.
- 8.4 **Protección de los ojos:** No necesaria para el uso normal. De todas maneras, opere según las buenas practicas de trabajo.
- 8.5 **Protección de la piel:** No es necesaria ninguna protección en particular para el uso normal.
- 8.6 **Límites de exposición de las sustancias contenidas:** Ninguno

9. **PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

- 9.1 **Aspecto y color:** fluido bicomponente del cual una parte (base) es de color (lila)
- 9.2 **Olor:** inodora
- 9.3 **Densidad relativa:** 1.40 g/cc
- 9.4 **Hidrosolubilidad:** insoluble

10. **ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

- 10.1 **Condiciones que deben evitarse:** establezca en condiciones normales.
- 10.2 **Sustancias que deben evitarse:** el componente "base" a contacto con sustancias alcalinas y ácidas puede producir hidrógeno.
- 10.3 **Peligros por descomposición:** ninguno.

11. **INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

El producto tal cual no ha mostrado efectos citotóxicos sobre la línea celular L929.

12. **INFORMACIONES ECOLÓGICAS**

Utilice según las buenas prácticas laborativas, evitando eliminar el producto en el ambiente.

13. **CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN**

Recupérese si es posible. Opere según las disposiciones vigentes locales y nacionales.

14. **INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

Mercadería no peligrosa según las normas para el transporte.

15. **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

D.Lgs.65/03 (Clasificación, Embalaje y Etiquetado de los productos peligroso):

El preparado no debe considerarse peligroso. Dispositivo Médico CE de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos.

16. **OTRAS INFORMACIONES**

Las informaciones contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha arriba indicada. Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares cualidades. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación al uso específico que debe dar. Esta ficha anula y sustituye toda sección precedente.

| REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | EMISIÓN | APROBACIÓN |
|----------|----------|-----------------|---------|------------|
| 1 | 11/11/02 | Primera emisión | R&S | RSGQA |