

ZHERMACK S.P.A

Ficha de segurança de acordo com a Diretiva 2001/58/CEE ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING

Data de revisão: 20/03/07

Data de gravação: 23/10/07

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação da preparação:

Nome comercial: ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING

Código comercial: C203040/C230142/C203120/C203130

1.2 Utilização da substância/preparação:

Silicone de adição para impressões de alta precisão.

1.3 Identificação da sociedade:

Fornecedor: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 – 45021 - Badia Polesine (RO) ITÁLIA

Número telefónico da empresa para chamadas de emergência: 0039 0425 597611

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Substâncias contidas que são consideradas perigosas para a saúde de acordo com a diretiva 67/548/CEE e sucessivas alterações ou para as quais existem limites de exposição reconhecidos: nenhuma

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

PRODUTO CLASSIFICADO COMO NÃO PERIGOSO

Na sua utilização normal não se verifica nenhum perigo específico. O contacto com os olhos pode provocar um ligeiro incómodo e produzir vermelhidão da conjuntiva.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 **Contacto com a pele:** considerando a utilização final do produto, este não causa irritação.

4.2 **Contacto com os olhos:** lavar imediatamente com água pelo menos durante 10 minutos.

4.3 **Ingestão:** a ingestão de uma quantidade muito pequena de produto não causa problemas; em caso contrário, consultar um médico.

4.4 **Inalação:** Arejar o ambiente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 **Meios de extinção recomendados:** água, CO₂, espuma, pó químico, conforme os materiais atingidos pelo incêndio.

5.2 **Meios de extinção proibidos:** nenhum em particular.

5.3 **Riscos em caso de combustão:** Evitar respirar os fumos

5.4 **Meios de proteção:** Usar proteções para as vias respiratórias.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 **Precauções individuais:** nenhuma em particular.

6.2 **Precauções ambientais:** Conter os derrames com terra ou areia. Se o produto tiver sido derramado num curso de água, no sistema de esgoto ou tiver contaminado o solo ou a vegetação, avisar as autoridades competentes.

6.3 **Métodos de limpeza:** Se possível, recolher o produto para a sua reutilização ou eliminação. Utilizar eventualmente material absorvente inerte. Depois da recolha, lavar com água a zona e os materiais envolvidos.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 **Precauções para o manuseamento:** Ver também o ponto 8 seguinte. Durante o trabalho, não comer nem beber.

7.2 **Matérias incompatíveis:** Nenhuma em particular. Ver o ponto 10 seguinte.

Pág. 1 de 2

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	APROVAÇÃO
1	11/11/02	Primeira emissão		
2	20/03/07	Atualização	R&S	RQ

ZHERMACK S.P.A

Ficha de segurança de acordo com a Diretiva 2001/58/CEE ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING

Data de revisão: 20/03/07

Data de gravação: 23/10/07

7.3 Condições de armazenagem: Conservar em lugar fresco e seco a temperaturas compreendidas entre 5-27°C (41-80°F). Indicação para os locais: Locais adequadamente arejados.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Medidas de precaução: Arejar adequadamente os locais onde o produto é armazenado e/ou manuseado.

8.2 Proteção respiratória: Não necessária para utilização normal.

8.3 Proteção das mãos: Não necessária para utilização normal.

8.4 Proteção dos olhos: Não necessária para utilização normal. Em todo o caso, operar segundo as boas práticas de trabalho.

8.5 Proteção da pele: Não é necessária nenhuma proteção em particular para utilização normal.

8.6 Valores-limite de exposição: Nenhum

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Aspeto e cor: fluido bicomponente do qual uma parte (base) é colorida (verde)

9.2 Odor: inodoro

9.3 Densidade relativa: 1,40 g/cc

9.4 Hidrossolubilidade: insolúvel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Condições a evitar: estável em condições normais.

10.2 Matérias a evitar: o componente "base", em contacto com substâncias alcalinas e ácidas, pode produzir hidrogénio.

10.3 Produtos de decomposição perigosos: nenhum.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

O produto em si não revelou efeitos citotóxicos sobre a linha celular L929.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Utilizar segundo as boas práticas laborais, evitando eliminar o produto no ambiente.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Recuperar se for possível. Operar segundo as disposições vigentes locais e nacionais.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Mercadoria não perigosa segundo as normas para o transporte.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

D.Lgs.65/03 (Classificação, Embalagem e Rotulagem dos produtos perigosos):

A preparação não deve considerar-se perigosa. Dispositivo Médico CE de acordo com a Diretiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas na presente ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima mencionada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia de qualidades particulares. O utilizador deve assegurar-se da adequação e exatidão de tais informações relativamente à utilização específica pretendida. Esta ficha anula e substitui qualquer informação precedente.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	APROVAÇÃO
1	11/11/02	Primeira emissão		
2	20/03/07	Atualização	R&S	RQ