

Designation	HILOS DE RETRACCION NON IMPREGNADOS R&S			
Referencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="687 331 906 398">REFERENCIA ARTICULO</th> <th data-bbox="1050 353 1161 383">COLOR</th> </tr> </thead> </table>	REFERENCIA ARTICULO	COLOR	
	REFERENCIA ARTICULO	COLOR		
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="707 495 815 524">3110313</td> <td data-bbox="1050 479 1177 546">VERDE OSCURO</td> </tr> </tbody> </table>	3110313	VERDE OSCURO	
	3110313	VERDE OSCURO		
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="707 618 815 647">3110314</td> <td data-bbox="1050 618 1187 647">MARRON</td> </tr> </tbody> </table>	3110314	MARRON	
	3110314	MARRON		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="707 741 815 770">3110315</td> <td data-bbox="1050 741 1187 770">VIOLETA</td> </tr> </tbody> </table>	3110315	VIOLETA		
3110315	VIOLETA			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="707 864 815 893">3110316</td> <td data-bbox="1050 864 1134 893">AZUL</td> </tr> </tbody> </table>	3110316	AZUL		
3110316	AZUL			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="707 987 815 1016">3110317</td> <td data-bbox="1050 987 1193 1016">NARANJA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="707 1128 815 1158">3110318</td> <td data-bbox="1050 1128 1182 1158">YELLOW</td> </tr> </tbody> </table>	3110317	NARANJA	3110318	YELLOW
3110317	NARANJA			
3110318	YELLOW			
Visual				
Description	Retracción gingival antes de la toma de impresión o el establecimiento de brackets, de coronas, de puentes			
Características	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilo de retracción trenzado 100% algodón ▪ Súper absorbente gracias a su estructura trenzada ▪ Las cadenas interconectadas permiten sostener una cantidad importante de solución hemostática ▪ Hilo no se deshilacho ▪ Muy fácil a insertar en el surco y se queda en sitio 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operación segura, el hilo no se atranca en la fresa diamantada ▪ El hilo es compatible con toda solución hemostática ▪ Packaging inteligente : ▪ Cúter integrado para más sencillez ▪ Una graduación sobre el embalaje para cortar a la buena medida ▪ Un acondicionamiento que impide el hilo para caer en el hoyo ▪ 6 tamaños disponibles 																												
Data técnicas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCE ARTICLE</th> <th>TAILLE</th> <th>Ø (MM)</th> <th>UTILISATION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3110313</td> <td>000</td> <td>0.75</td> <td>- Puede ser utilizada como primera cuerda para la técnica « de dos cuerdas » - Para anteriores</td> </tr> <tr> <td>3110314</td> <td>00</td> <td>0.85</td> <td>- Preparación y unión con cemento de chapas - Procedimientos de restauración en caso de tejidos frágiles y finos</td> </tr> <tr> <td>3110315</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>- Para anteriores - Restauración clases III, IV, et V - A utilizar como segunda cuerda para la técnica « de dos cuerdas »</td> </tr> <tr> <td>3110316</td> <td>1</td> <td>1.2</td> <td>- Eficaz para el control de los tejidos y/o desplazamiento cuando es penetrado en una solución coagulativa hemostática antes y o después de preparativos de corona. - Utilizar como una cuerda de preparación protectora sobre anteriores</td> </tr> <tr> <td>3110317</td> <td>2</td> <td>1.3</td> <td>- Puede ser utilizada como una segunda cuerda para técnica « de dos cuerdas » - Utilización como una cuerda de preparación protectora sobre anteriores</td> </tr> <tr> <td>3110318</td> <td>3</td> <td>1.45</td> <td>- Las zonas que tienen tejidos gingivales bastante espeso que necesitan una fuerza es importante - Puede ser utilizada como segunda cuerda para la técnica « de dos cuerdas »</td> </tr> </tbody> </table>	REFERENCE ARTICLE	TAILLE	Ø (MM)	UTILISATION	3110313	000	0.75	- Puede ser utilizada como primera cuerda para la técnica « de dos cuerdas » - Para anteriores	3110314	00	0.85	- Preparación y unión con cemento de chapas - Procedimientos de restauración en caso de tejidos frágiles y finos	3110315	0	1	- Para anteriores - Restauración clases III, IV, et V - A utilizar como segunda cuerda para la técnica « de dos cuerdas »	3110316	1	1.2	- Eficaz para el control de los tejidos y/o desplazamiento cuando es penetrado en una solución coagulativa hemostática antes y o después de preparativos de corona. - Utilizar como una cuerda de preparación protectora sobre anteriores	3110317	2	1.3	- Puede ser utilizada como una segunda cuerda para técnica « de dos cuerdas » - Utilización como una cuerda de preparación protectora sobre anteriores	3110318	3	1.45	- Las zonas que tienen tejidos gingivales bastante espeso que necesitan una fuerza es importante - Puede ser utilizada como segunda cuerda para la técnica « de dos cuerdas »
	REFERENCE ARTICLE	TAILLE	Ø (MM)	UTILISATION																									
	3110313	000	0.75	- Puede ser utilizada como primera cuerda para la técnica « de dos cuerdas » - Para anteriores																									
	3110314	00	0.85	- Preparación y unión con cemento de chapas - Procedimientos de restauración en caso de tejidos frágiles y finos																									
	3110315	0	1	- Para anteriores - Restauración clases III, IV, et V - A utilizar como segunda cuerda para la técnica « de dos cuerdas »																									
	3110316	1	1.2	- Eficaz para el control de los tejidos y/o desplazamiento cuando es penetrado en una solución coagulativa hemostática antes y o después de preparativos de corona. - Utilizar como una cuerda de preparación protectora sobre anteriores																									
	3110317	2	1.3	- Puede ser utilizada como una segunda cuerda para técnica « de dos cuerdas » - Utilización como una cuerda de preparación protectora sobre anteriores																									
	3110318	3	1.45	- Las zonas que tienen tejidos gingivales bastante espeso que necesitan una fuerza es importante - Puede ser utilizada como segunda cuerda para la técnica « de dos cuerdas »																									
Condicionamiento	Pack que contiene un hilo de largo : 254 cm																												
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase I. Fabricante SURE DENT.																												

Version 1

Hecho el 04/04/2018 par Laetitia Decaudin