



# Filtek™

Supreme  
Fluído

## Agora o nosso mais popular fluído é mais fácil de aplicar.

O compósito fluído 3M™ Filtek™ Supreme está disponível numa nova seringa ergonómica. Concebida para melhorar o conforto e facilitar a injeção, este novo produto é denominado 3M™ Filtek™ Supreme Fluído.

### Reduz as bolhas e o desperdício

Praticamente nenhuma bolha ou material "run-on" durante a distribuição dá-lhe um melhor controlo.

### Adeus à incerteza

O corpo da seringa azul indica o volume restante do material. Quando a sua seringa está vazia, só aparece o êmbolo branco.

### Fácil de segurar e injetar

A placa triangular e o êmbolo tornam mais rápida e fácil a personalização da sua aderência.

### Cânula dobrável

Fácil de dobrar para um melhor acesso.



## Principais benefícios

- Praticamente nenhuma bolha ou material "run-on"
- Cânula fácil de dobrar para um melhor acesso
- O design ergonómico é fácil de segurar e injetar
- Excelente adaptação, retenção de polimento e resistência ao desgaste
- Versátil para uma vasta gama de indicações e técnicas

## Pode ser aquecido para moldagem por injeção

Aqueça até 70 °C durante um máximo de uma hora, até 25 vezes.



## Casos clínicos

O compósito 3M™ Filtek™ Supreme Fluido oferece uma transição suave do material para o dente para restaurações estéticas.



Antes de



Colocação do Fluido



Depois de

Fotos gentilmente cedidas pelo Dr. Gunnar Reich, Munique, Alemanha

O compósito Filtek Supreme Fluido adapta-se facilmente e sela as margens.



Antes de



Colocação do Fluido



Depois de

Fotos gentilmente cedidas pelo Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Itália

## Indicações

(graduais até 2 mm)



Classe III



Classe V



Odontologia mínimamente invasiva (OMI)<sup>1</sup>



Base em rest. direta



Liner



Reparação de rest. indiretas (pequenos defeitos)



Reparações<sup>2</sup>



Bloqueador de undercut



Selante de fossas e fissuras

Consulte as instruções de utilização para saber a lista completa de indicações.

## Como realizar um pedido



### Recargas 3M™ Filtek™ Supreme Fluido

As recargas das seringas incluem: 2 seringas de 2 g; 20 pontas de distribuição.

TONALIDADE	REF. 3M
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Branco	6032W
Branco Extra	6032XW
OA3	6032AO3

### REF. 3M INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

3700T Pontas de aplicação do 3M™ Filtek™ Supreme Fluido, cinzento (20)



# 3M

3M Oral Care  
 3M España, S.L. Sucursal em Portugal  
 Edifício Office Oriente,  
 Rua do Mar da China, n.º 3 Piso 3A  
 1990-138 Lisboa  
 www.3M.com.pt

1. Incluindo pequenas restaurações oclusais que não suportam tensão.  
 2. Reparação de resina acrílica temporária e composta.

3M e Filtek são marcas comerciais da 3M ou 3M Deutschland GmbH. Usado sob licença no Canadá. Por favor, recicle. Impresso na Espanha. © 3M 2020. Todos os direitos reservados. 70-2013-7231-8