


| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | TÍTULO: ARCOS NI-TI SÚPER ELÁSTICOS | CÓDIGO: FT-SGC48.01 |
| | FECHA DE EMISIÓN: 26/AGO/2019 | REEMPLAZA: N/A |
| | | No. PÁG.: 1 de 3 |

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

| | |
|---|---|
| Realizado por: Firma/fecha | Revisado/Aprobado por: Firma/fecha |
|---|---|

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

Arcos fabricados en aleación Níquel-Titanio de gran flexibilidad.

2. FINALIDAD

Proporcionar fuerza correctiva duradera y estable a los dientes durante el proceso de ortodoncia para corregir anomalías en la disposición de los dientes.

3. CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase IIa.

4. PRESENTACIÓN

Bolsa con 10 unidades.

5. NÚMERO DE REFERENCIARedondos*Superiores*

0.012mm: 03-001
0.014mm: 03-003
0.016mm: 03-005
0.018mm: 03-007

Inferiores

0.012mm: 03-002
0.014mm: 03-004
0.016mm: 03-006
0.018mm: 03-008

Rectangulares*Superiores*

0.016x0.016: 03-009
0.016x0.022: 03-011
0.017x0.022: 03-013
0.017x0.025: 03-021
0.018x0.025: 03-023

Inferiores

0.016x0.016: 03-010
0.016x0.022: 03-012
0.017x0.022: 03-014
0.017x0.025: 03-022
0.018x0.025: 03-024

6. MODO DE EMPLEO

Empleo para tratamientos de ortodoncia.

7. ADVERTENCIAS

De un solo uso odontológico.

8. IMAGEN