

COMPLETAMOS NUESTRO SISTEMA RESTAURADOR CON



¡LANZAMIENTO!

El nuevo sistema de matrices seccionales NiTin™

La mejor opción para las restauraciones de clase II

Ahorra tiempo y dinero en cada restauración



Un diseño de larga duración



ANILLOS

- Resistencia superior gracias al níquel-titanio y con memoria elástica.
- Los extremos anatómicos permiten un mejor punto de contacto con el diente. Esto reduce el uso en exceso de material y facilita su limpieza.
- Reforzado con PEEK®, que permite aumentar la fuerza de retención y evitar la rotura del anillo.
- Reduce el tiempo en las restauraciones.
- Excelente incluso en cavidades grandes.
- Ultra-retentivos, evitan el deslizamiento del anillo.


Forma anatómica ideal



MATRICES

- Con una anatomía preformada similar a la del diente.
- Precurvadas y tridimensionales.
- Con una pestaña central para una correcta inserción y retirada.
- Distintos tamaños para cada tipo de cavidad.
- Grosor de 0,035 mm, muy finas, pero muy resistentes.

Delicado y firme sellado gingival



CUÑAS

- Su punta con extremo curvo facilita la inserción y no daña la papila.
- Las cuñas se adaptan a la anatomía gingival.
- Fácil colocación debajo del sistema.