

MICRO-TOUCH[®] Coated

S é r i e E s s e n t i a l

Luva de exame em látex sem pó, revestida para uma colocação rápida e trocas frequentes

Esta luva não estéril possui um revestimento interno em poliacrilato para garantir uma colocação fácil e rápida, tornando-a ideal para utilizadores que têm de trocar frequentemente de luvas. A fórmula em látex de borracha natural da Ansell garante uma luva confortável e bem adaptada, enquanto as fases exaustivas de lixiviação garantem um teor muito baixo de proteínas residuais. Com marca CE de Dispositivo médico de classe I, está também certificada e possui marca CE de Equipamento de proteção individual de categoria III, garantindo uma qualidade mais consistente e fornecendo proteção para uma grande variedade de aplicações.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- O revestimento interno em poliacrilato facilita bastante a colocação
- A fórmula em látex e a espessura de película otimizada oferecem níveis elevados de elasticidade, flexibilidade e sensibilidade
- O látex de baixa alergenicidade reduz o risco de dermatite de contacto devido à ausência de tiurans

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático.

Recomendado para

- Procedimentos de exame breves e de baixo risco
- Colocação sobre mãos húmidas



MICRO-TOUCH[®] Proteção quotidiana em qualquer lugar

As luvas de exame médico de primeira qualidade MICRO-TOUCH[®] foram cientificamente concebidas para complementar todas as necessidades dos profissionais médicos. As sofisticadas características de conceção incluem tecnologias ergonómicas da Ansell que garantem conforto durante procedimentos demorados, inovações de aderência em condições húmidas que evitam situações perigosas de manuseamento inadequado e películas microfinas para a máxima sensibilidade. Os prestadores de cuidados que estão totalmente preparados e confortavelmente protegidos por modelos MICRO-TOUCH versáteis beneficiam da paz de espírito para se concentrarem no que mais importa: a saúde e proteção deles próprios e dos seus doentes.

MICRO-TOUCH[®] Coated

S é r i e E s s e n t i a l

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Material	Látex de borracha natural	Não feito de látex de borracha natural	Não
Cor	Branco	cuff Comprimento	Norma
conteúdo em pó	Sem pó	Superfície luva externa	Dedos com textura
Livre de Buracos (Nível de Inspeção I)	AQL: 1,5	Palma Espessura (mm / mil)	0.11 / 4.3
Dedo Espessura (mm / mil)	0.14 / 5.5	Tamanhos disponíveis	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Testado para uso com quimioterapia Drogas	Não	Estéril	Não
antiestático	Não testado	Luva Comprimento (mm / polegadas)	240/9,5
A segmentação do produto	Série Essencial		

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	553301	553302	553303	553304	553305

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

Acondicionamento	100 luvas por embalagem; 10 embalagens por caixa
Prazo de validade	3 anos
Instruções de armazenagem	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

CE 0493, Categoria III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 13485, ISO 10993-10:2010

Aceleradores químicos de vulcanização

Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC)	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)
--------------------------------------	---------------------------------------

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Contate o seu representante da Ansell para encomendar ou para obter mais informações.

América do Norte
Tel. US: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

América Latina e Caraíbas
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Tel. Brasil: +55-11-3356-3100
E-mail Brasil:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Médio Oriente e África
Tel.: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Ásia-Pacífico
Tel.: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Austrália e Nova Zelândia
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] e [™] são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Patentada nos EUA e com patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking.
© 2021 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.