

MICRO-TOUCH[®] Coated

Luva de exame em látex sem pó, revestida para uma colocação rápida e trocas frequentes

DESCRIÇÃO GERAL

Material	Látex de borracha natural
Teor em pó	Sem pó
Cor	Branco
Forma	Ambidestra
Superfície interna da luva	Revestimento em poliacrilato
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Estilo do punho	Com rebordo

PROPRIEDADES FÍSICAS

Espessura Parede típica (mm/mil. pol.)	Dedo	Palma	Punho
	0.14 / 5.5	0.11 / 4.3	0.09 / 3.5
Comprimento da luva Valor típico (mm/pol.)	240/9,5		
Resistência Mínima	Antes do envelhecimento/novo		
	ASTM ¹	EN ²	
Alongamento ao rasgar (%)	≥650	-	
Força de rotura (N)	-	≥ 6	
Resistência à tração (MPa)	≥18	-	
	Depois do envelhecimento/depois do ensaio de desempenho		
	ASTM ¹	EN ²	
Alongamento ao rasgar (%)	≥500	-	
Força de rotura (N)	-	≥ 6	
Resistência à tração (MPa)	≥14	-	

PERFIL DE SEGURANÇA ALERGÉNICA

Aceleradores químicos de vulcanização	Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC), Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)
Irritação primária da pele	Considerado um irritante negligenciável segundo a norma ISO 10993-10
Sensibilização da pele	Ausência de sensibilização retardada por contacto com a pele, segundo a norma ISO 10993-10
Teor de proteínas	30 µg/g ou menos de proteínas extraíveis totais

NORMAS DE SEGURANÇA

Ausência de orifícios (AQL)	AQL: 1,5
Método de esterilização	Não aplicável
Testado para uso com fármacos de quimioterapia	Não
Penetração por vírus	Aprovação segundo a norma ASTM F1671 utilizando o Phi X 174, Aprovação segundo a norma ISO 16604 utilizando o bacteriófago Phi X 174

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

Normas relativas ao produto	CE 0493, Categoria III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 13485, ISO 10993-10:2010
Normas de qualidade/ambientais	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks

¹ ASTM standards refer to ASTM D3577. ² EN standards refer to EN 455-2. ³ ISO standards refer to ISO 10282.

Contacte o seu representante da Ansell para encomendar ou para obter mais informações.

América do Norte

US: 800 952 9916

CA: 1-844-494-7854

E-mail:

insidesalesus@ansell.com

América Central e do Sul

(442) 296 20 50

csllac@ansell.com

Brasil

+55-11-3356-3100

luvas.medicas@ansell.com

Europa, Médio Oriente e África

+32 (0)2 528 74 00

info@ansell.eu

Ásia-Pacífico

+603 8310 6688

apac.medical@ansell.com

Austrália e Nova Zelândia

+61 3 9270 7270

protection@ap.ansell.com

ansell.com

Ansell,[®] e [™] são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.



MICRO-TOUCH[®] Coated

Luva de exame em látex sem pó, revestida para uma colocação rápida e trocas frequentes

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

Acondicionamento	100 luvas por embalagem; 10 embalagens por caixa
Prazo de validade	3 anos
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição

CÓDIGOS DE PRODUTO DA ANSELL

Tamanho	Código	Tamanho	Código
XS (5.5 - 6)	553301	S (6.5 - 7)	553302
M (7.5 - 8)	553303	L (8.5 - 9)	553304
XL (9.5 - 10)	553305		

CE 0493



Contate o seu representante da Ansell para encomendar ou para obter mais informações.

América do Norte

US: 800 952 9916
CA: 1-844-494-7854
E-mail:

insidesalesus@ansell.com

América Central e do Sul

(442) 296 20 50
cslac@ansell.com

Brasil

+55-11-3356-3100
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Médio Oriente e África

+32 (0)2 528 74 00
info@ansell.eu

Ásia-Pacífico

+603 8310 6688

apac.medical@ansell.com

Austrália e Nova Zelândia

+61 3 9270 7270

protection@ap.ansell.com

ansell.com

Ansell,[®] e [™] são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.